



Manual Reverse walking 938842

Rehabilitation



Lode BV
Zernikepark 16
NL-9747 AN Groningen,
Nederland
t: +31 50 571 28 11
f: +31 50 571 67 46
@: ask@lode.nl
www.lode.nl



Inhoudsopgave

1.1 - Voorbereiden Achteruit lopen	3
1.2 - Start Achteruit lopen	3
1.3 - Instellen van Achteruit lopen	3
1.4 - Herstelfase na Achteruit lopen	4
1.5 - Achteruit lopen met Doel	4



R Symbool achteruit lopen




1.1 - Voorbereiden Achteruit lopen

De draairichting van de loopband kan omgedraaid worden om achterwaarts te lopen, om bergafwaarts te lopen of voor looptherapie met een negatieve helling. De omgekeerde draairichting kan gebruikt worden in de Handmatig en in de Handmatig met Doel modus. Om de loopband achteruit te laten lopen drukt men op het grijze R symbool links onder in beeld.




1.2 - Start Achteruit lopen

Het grijze R symbool kleurt oranje, net zoals de [Start] knop. Zorg ervoor dat de proefpersoon klaar is om achteruit te gaan lopen of met de rug naar de voorkant van de loopband gekeerd staat om met een negatieve helling te gaan lopen. Wanneer men op de [Start] knop drukt dan krijgt men de mogelijkheid om de snelheid en hoek aan te passen.




1.3 - Instellen van Achteruit lopen

De snelheid en de hoek kunnen nu ingesteld worden met de scroll bars aan beide zijde van de grafiek. De minimale snelheid achteruit is hetzelfde als de minimale snelheid in de normale richting. De maximale snelheid achteruit is 5 km/h. Alle andere handelingen zijn gelijk aan de standaard loopband.



1.4 - Herstelfase na Achteruit lopen

Wanneer op de blauwe [Recovery] knop gedrukt wordt dan zal de snelheid teruggebracht worden tot de ingestelde herstelwaarde in de achteruitgaande richting, de hoek zal naar nul teruggebracht worden. De rode [Stop] knop zal de snelheid helemaal stoppen waarna het Sessie Overzicht verschijnt.



1.5 - Achteruit lopen met Doel

Naast de handmatige modus kan de achteruit optie ook in de Handmatig met Target modus gebruikt worden. De werking is gelijk aan de voorwaartse richting, selecteer en definieer het doel en druk op het grijze [R] symbool in de linker hoek.